

Sonda C.A.T, de inmersión en vidrio



Descripción

Sonda para compensador automático de temperatura en pH-metros y conductímetros de laboratorio.

Cuerpo de vidrio pyrex, muy rápida de respuesta.

Además de compensar el efecto de la temperatura sobre el electrodo, convierte el pH-metro CRISON en termómetro de precisión.

Recomendado si se mide el pH en muestras a distintas temperaturas.

Especificaciones

Escala de medida (°C)	-20... 150
Error de medida (°C)	≥ 0.3
Sensor	Pt 1000
Conector	Telefónico
Material del cuerpo	Vidrio

Vea también

07.08.2022