

## Sonda C.A.T, de inmersión en vidrio



### Descripción

**Sonda para compensador automático de temperatura en pH-metros y conductímetros de laboratorio.**

Cuerpo de vidrio pyrex, muy rápida de respuesta.

Además de compensar el efecto de la temperatura sobre el electrodo, convierte el pH-metro CRISON en termómetro de precisión.

Recomendado si se mide el pH en muestras a distintas temperaturas.

### Especificaciones

<b>Escala de medida (°C)</b>	-20... 150
<b>Error de medida (°C)</b>	>= 0.3
<b>Sensor</b>	Pt 1000
<b>Conector</b>	Telefónico
<b>Material del cuerpo</b>	Vidrio

### Precios

### Vea también

07.08.2022

