


Electrodo de plata / cloruro de plata



Descripción

Electrodo de referencia con electrolito intermedio

Electrodo de referencia adecuado para trabajar con I.S.E. Su puente salino hace fácil sustituir un electrolito por otro, a escoger según la aplicación.

El diafragma de contacto con la muestra es esmerilado.

Aplicaciones

Principalmente para trabajar con electrodos selectivos.

Limitaciones

Temperaturas > 60 °C.

Especificaciones

Temp. trabajo:	0... 60 °C
Referencia:	Ag/AgCl encapsulados + puente salino
Diafragma:	esmerilado
Electrolito:	a escoger
Material cuerpo:	vidrio

Vea también

28.06.2022